




NORDIC SERVICE GROUP

#### Kontakt:

Nordic Service Group Sweden  
Storsätragränd 24, 4tr  
127 39 Skärholmen  
Tel. 08-515 101 88  
Fax. 0735-27 43 08  
Mail: [info.se@nordicservicegroup.com](mailto:info.se@nordicservicegroup.com)  
[www.nordicservicegroup.com](http://www.nordicservicegroup.com)



Nordic Service Group är en oberoende serviceorganisation, placerad i Sverige, Danmark, Norge och Finland med egna dotterbolag för att säkra tillgänglighet och snabb service.

Vi är ledande i Norden inom vårt arbetsområde. Vårt mål är att vara den självklara samarbetspartnern, vilket sker genom dialog, pålitlighet och kvalitet. De som väljer ett servicesamarbete med oss kan räkna med en samlad, resursstark och inte minst en flexibel serviceorganisation med täckning i hela Norden.

Nordic Service Group består av ett kompetent medarbetar team, som arbetar engagerat med installation, reparation och underhåll av apparater och instrument till laboratorier, sjukhus och industrin. Sedan organisationens start 1991, har vi specialiserat oss på att utföra serviceuppdrag för tillverkare, återförsäljare och slutkunder av instrument till laboratorier och sjukhus.


Lite snack och mycket verkstad...

Med vänlig hälsning

Stefan Eklöf,  
Country Manager



NORDIC SERVICE GROUP



## CENTRIFUGER

- Service
- Reparation
- Underhåll



a powerful relationship



NORDIC SERVICE GROUP

Centrifugen kontrolleras så att den uppfyller Arbetarskyddsstyrelsens rekommendationer vad gäller så väl mekanisk som elektrisk säkerhet. Detta borde utföras årligen för att säkerställa funktion/säkerhet gällande locklås, rotorerna med avseende på sprickbildning, korrosion och slitage. Elsystem med kontroll av jordning, läckström och anslutningar mm. Kontroll av obalansbrytare.

Du skall välja **NORDIC SERVICE GROUP** som din serviceleverantör för att:

Vi utför underhåll på alla typer av centrifuger.

Vi är utbildade i centrifugservice.

Vi utför underhåll på plats hos er.

Vi är landstäckande.

Underhållet utförs med kalibrerade testinstrument med spårbarhet.

Vi är auktoriserad servicepartner för:

**eppendorf**  
Nordic

**SARSTEDT**

**Priser:**

Centrifuger SEK. 2.266,- pr. stk.

Kylcentrifuger SEK. 2.879,- pr. stk.

**Mängdrabatt:**

Det utfaller rabatt vid mer än 10 centrifuger på samma destination

Priser gäller from. 1. januari 2011 och är exkl. moms. Priset inkluderar teknikertid och utfört underhåll inkl. dokumentation. Priser: Inkluderar restid om instrument finns inom en radie om tre mil från centrala Stockholm eller Malmö. Vid övriga destinationer tillkommer debitering för resor.



NORDIC SERVICE GROUP

**SERVICEKONTRAKT FÖR CENTRIFUGSERVICE**

Service / Underhåll utförs enligt instruktioner i servicemanualen och inkluderar:

- Funktionskontroll inklusive RPM test och ev. temperaturmätning.
- Kontroll av låsmekanism, obalansbrytare och bromsfunktion.
- Utvändig och invändig visuell inspektion.
- Kalibrering och ev. justering.
- Läckströms mätning
- Allmän rengöring (max ½ time).
- Arbetstid för service / underhåll.
- Tekniska hjälpmedel.

Konstateras det fel i instrument eller tillbehör i samband med underhållet informeras kund om detta innan åtgärd.

Följande är **inte** inkluderat i servicekontraktet:

- Låneapparat i samband med underhåll eller reparation.
- Arbetstid i samband med reparation.
- Reservdelar.

Instrumentet skall vara tillgängligt vid besöket.

Priset regleras årligen, enligt kalenderår enligt prisindex plus 2%.

Firmanamn: \_\_\_\_\_

Avdelning: \_\_\_\_\_

Kontaktperson: \_\_\_\_\_

Adress: \_\_\_\_\_

Postnummer: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

Mobiltelefon: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Antal centrifuger: \_\_\_\_\_

Typ: \_\_\_\_\_ Serienr: \_\_\_\_\_ Kylning  Allmän

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Underskrift

\_\_\_\_\_  
Namnförtydligande