



NORDIC SERVICE GROUP

Kontakt os:

Nordic Service Group Denmark  
Holbækvej 150  
4450 Jyderup  
Tlf. 59 20 90 10  
Fax. 59 20 90 40  
Mail: [info.dk@nordicservicegroup.com](mailto:info.dk@nordicservicegroup.com)  
[www.nordicservicegroup.com](http://www.nordicservicegroup.com)



Nordic Service Group er en uafhængig serviceorganisation, der er placeret i Danmark, Sverige, Norge og Finland med egne datterselskaber for at sikre tilgængelighed og hurtig service.

Vi er Nordens førende indenfor vores fagområde. Vores mål er at være den foretrukne samarbejdspartner, hvilket sker gennem dialog, pålidelighed og kvalitet. Dem der vælger at samarbejde med os har fordel af en samlet, ressourcerstærk og ikke mindst fleksibel serviceorganisation i hele Norden.

Nordic Service Group består af et kompetent medarbejderteam, der arbejder engageret med installation, reparation og vedligeholdelse af apparater, udstyr og instrumenter til laboratorier, hospitaler samt industrien. Siden organisationens start i 1991, har vi specialiseret os i at udføre serviceopgaver for producenter, forhandlere og slutbrugere af udstyr til laboratorier samt sygehuse.


Vi siger det vi gør, og gør det vi siger...

Med venlig hilsen

Jesper Jørgensen,  
Adm. Direktør



NORDIC SERVICE GROUP



## CENTRIFUGER

- Service
- Vedligeholdelse
- Eftersyn



a powerful relationship



NORDIC SERVICE GROUP

I henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om centrifuger nr. 776 af 25. november 1991, kræves det at kurv- og laboratoriecetrifuger hvis kinetiske energi er over 1.500 joule, skal underkastes et eftersyn mindst én gang årligt af sagkyndig person

Du skal vælge **NORDIC SERVICE GROUP** fordi.

- Vi udfører eftersyn på alle typer centrifuger.
- Vi er uddannet i centrifugeservice.
- Vi udfører eftersyn på stedet
- Vi er landsdækkende
- Eftersynet udføres med kalibreret testudstyr
- Vi er autoriseret servicepartner for:

**eppendorf**  
Nordic

**SARSTEDT**

Priser:

- Centrifuger dkk. 1.745,- pr. stk.
- Kølecentrifuger dkk. 2.200,- pr. stk.

Mængderabat:

Der gives rabat ved mere end 10 centrifuger

Priser er pr. 1. januar 2011 og excl. moms. Priser gælder for alle brofaste øer og dækker alle rejseudgifter inkl. teknikertid og udført eftersyn inkl. dokumentation.



NORDIC SERVICE GROUP

## SERVICEKONTRAKT TIL CENTRIFUGESERVICE

Serviceeftersynet udføres i henhold til servicemanualen for apparatet og inkluderer:

- Funktionskontrol.
- Udvendig og indvendig visuel inspektion.
- Eftersyn af låsemekanisme og bremsefunktion.
- Kalibrering og evt. justering.
- Almindelig rengøring (max ½ time).
- 1 (EN) gang transport til kunde tur / retur.
- Arbejdstid under serviceeftersyn.
- Tekniske hjælpemidler.

Konstateres der fejl eller mangler ved et apparat eller tilbehør i forbindelse med serviceeftersyn, informeres kunden herom før reparation udføres.

Følgende er **ikke** omfattet af servicekontrakt:

- Låneapparat i forbindelse med serviceeftersyn eller reparation.
- Arbejdstid på reparation.
- Reservedele.

Apparatet skal være tilgængelig ved besøg.

Prisen reguleres en gang årligt, ultimo kalenderår i henhold til pristallet plus 2 %.

Firmanavn: \_\_\_\_\_

Afdeling: \_\_\_\_\_

Kontaktperson: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnummer/By: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

Mobiltelefon: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Antal centrifuger: \_\_\_\_\_

Type: \_\_\_\_\_ Serienr: \_\_\_\_\_ Køle  Alm.

Dato

Underskrift

Med blokbogstaver