



Eppendorf  
Service

## Service till din pipett


Eppendorf kalibrering, certifikation, underhåll och reparationservice



NORDIC SERVICE GROUP

**eppendorf**

- Eppendorf kvalitetsstandard för reparation och underhåll
- Snabb reparation och leverans för ökad effektivitet
- Olika servicenivåer anpassade för att möta dina krav



The logo consists of a blue circle with a white border, containing the text 'Eppendorf Service' in white. A large, light gray curved line starts from the top left and curves around the circle.

# Eppendorf Service

- Original Eppendorf reservdelar
- Certifierade kalibreringsrapporter
- Välkvalificerad och effektiv pipettservice
- Många års erfarenhet med service av laboratorieutrustning

# Die Eppendorf Serviceniveauer

	<b>Basic</b> Kvalitetskontroll efter ISO 8655	<b>Standard</b> Reparationer i överensstäm- melse med ISO 8655	<b>Premium</b> Komplett serviceprogram till din pipett
Inspektion av reparationernas omfattning			X
Byte av defekta delar			X
Rengöring av pipett		X	X
Gratis byte av delar såsom o-ringar och packningar		X	X
Rengöring och smörjning av o-ringar, packningar och stämpel		X	X
Kontroll av packningarnas täthet och kvalitet		X	X
Kalibrering i förhållande till ISO 8655 specifikationer med 10 mätningar pr. testvolym (min. mid. max)		X	X
Utfärdigande av testcertifikat	X	X*	X*
<b>Omfattning av service ( arbetsdagar )</b> * är inkluderat i kalibrering ** undantagsvis för handtag	X	X	X
<b>Extra serviceåtgärder</b>			
Trade-in program			
Påminnelser för serviceintervall	3	3	3
Individuella underhållskontrakt			
Akut service			
Service på plats			
Pipeträning (teknik/applikationer)			



För ytterligare upplysningar om Eppendorfs produkter, kontakta oss  
vänligen på [nordic@eppendorf.dk](mailto:nordic@eppendorf.dk) eller på tel.nr. +45 70 22 29 70.  
Se även vår hemsida på [www.eppendorf.dk](http://www.eppendorf.dk)



**NORDIC SERVICE GROUP**

Få mer information om Eppendorf pipettservice, kontakta Nordic Service  
Group Sweden på tel.nr. +46 40 650 1460 [www.nordicservicegroup.com](http://www.nordicservicegroup.com)