



NORDIC SERVICE GROUP

Kontakt:

Nordic Service Group Sweden  
Storsätragränd 24, 4tr  
127 39 Skärholmen  
Tel. 08-515 101 88  
Fax. 0735-27 43 08  
Mail: [info.se@nordicservicegroup.com](mailto:info.se@nordicservicegroup.com)  
[www.nordicservicegroup.com](http://www.nordicservicegroup.com)



Nordic Service Group är en oberoende serviceorganisation, placerad i Sverige, Danmark, Norge och Finland med egna dotterbolag för att säkra tillgänglighet och snabb service.

Vi är ledande i Norden inom vårt arbetsområde. Vårt mål är att vara den självklara samarbetspartnern, vilket sker genom dialog, pålitlighet och kvalitet. De som väljer ett servicesamarbete med oss kan räkna med en samlad, resursstark och inte minst en flexibel serviceorganisation med täckning i hela Norden.

Nordic Service Group består av ett kompetent medarbetar team, som arbetar engagerat med installation, reparation och underhåll av apparater och instrument till laboratorier, sjukhus och industrin. Sedan organisationens start 1991, har vi specialiserat oss på att utföra serviceuppdrag för tillverkare, återförsäljare och slutkunder av instrument till laboratorier och sjukhus.

Lite snack och mycket verkstad...

Med vänlig hälsning

Stefan Eklöf,  
Country Manager



NORDIC SERVICE GROUP



## Pipetter

- Kalibrering
- Reparation
- Underhåll



a powerful relationship



NORDIC SERVICE GROUP

Pipetten kalibreras och funktionskontrolleras så att den uppfyller specifikationer i standarder: ISO 8655, DIN 12650 eller Eppendorf SOP (Standard Operation Procedure). Detta borde utföras årligen för att säkerställa funktion/säkerhet gällande pipett volymer samt med avseende på kontroll och ev. utbyte av slitage delar.

Du skall välja **NORDIC SERVICE GROUP** som din serviceleverantör för att:

- Vi utför underhåll på de flesta typer av pipetter.
- Vi är utbildade i pipettservice.
- Vi utför underhåll på vårt eget specialutrustade pipettlab.
- Underhållet utförs med kalibrerad viktmeättningsutrustning.
- Vi är auktoriserad servicepartner för:

**eppendorf**  
Nordic

**HAMILTON**  
THE MEASURE OF EXCELLENCE™

### Priser för kalibrering:

- Pipetter 0-10uL SEK. 750,- pr. stk.
- Pipetter 10-100uL SEK. 650,- pr. stk.
- Pipetter 100-5000uL SEK. 650,- pr. stk.
- Multipipett SEK. 650,- pr. stk.
- Pipetter 8 kanals, 0-10uL SEK. 1200,- pr. stk.
- Pipetter 8 kanals, 10-5000uL SEK. 1000,- pr. stk.
- Pipetter 12 kanals, 0-10uL SEK. 1500,- pr. stk.
- Pipetter 12 kanals, 10-5000uL SEK. 1300,- pr. stk.

### Mängdrabatt:

Det utfaller rabatt vid mer än 6 pipetter på samma destination

Priser gäller from. 1. januari 2011 och är exkl. moms. Priset inkluderar teknikertid och utfört underhåll dokumentation. Kostnad för frakt och eventuella reseutgifter tillkommer.



NORDIC SERVICE GROUP

### SERVICEKONTRAKT FÖR PIPETTER

Kalibrering / Underhåll utförs enligt ISO 8655, DIN 12650 och Eppendorf SOP (Standard Operation Procedure).

- Volymkalibrering med viktmeättningsutrustning.
- Funktionskontroll.
- Kontroll av mekanik och förslitningsdelar.
- Smörjning.
- Utvändig och om applicerbart invändig visuell inspektion.
- Allmän rengöring.
- Arbetstid för service / underhåll.
- Tekniska hjälpmedel.

Konstateras det fel i instrument eller tillbehör i samband med underhållet informeras kund om detta innan åtgärd.

Följande är **inte** inkluderat i servicekontraktet:

- Lånepipett i samband med kalibrering eller reparation.
- Arbetstid i samband med reparation.
- Reservdelar.

Priset regleras årligen, enligt kalenderår enligt prisindex plus 2%.

Firmanamn: \_\_\_\_\_

Avdelning: \_\_\_\_\_

Kontaktperson: \_\_\_\_\_

Adress: \_\_\_\_\_

Postnummer: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

Mobiltelefon: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Antal pipetter: \_\_\_\_\_

Typ: \_\_\_\_\_ Antal: \_\_\_\_\_

Datum

Underskrift

Namnförtydligande